

1 パソラボクイックオーダーで検査依頼内容を入力

2 依頼書・検体ラベルの出力

3 依頼書と検体を提出

4 検査実施及び、検査結果送信

5 検査結果をパソラボクイックで確認

・手書き依頼書自体が不要
依頼項目・患者情報等
の記入間違いを防げます。

・バーコードラベルに採血容器
が印字されるため採血ミス
を防ぐことができます。

特徴

・予約受付が出来るため、
翌日以降の採血準備ができます。

・「お知らせ」タグをクリック
することでインフォメーション
が閲覧できます。



セキュリティについて

厚生労働省の医療情報システムのガイドラインに準拠したセキュリティレベルを確保しておりますので、安心してお使いいただけます。